

Серные фитили для бочек инструкция



Инструкция по применению Серные фитили для окуривания бочек

Уважаемый покупатель! Вы приобрели серные фитили для окуривания бочек, которые предназначены для дезинфекции и подготовки деревянных бочек и других емкостей методом окуривания.

Состав:

Топкая бумага, сера.

Внешний вид:

Узкие полоски 3x40 см коричневого цвета покрытые тонким слоем серы.

Меры безопасности:

Не держать вблизи открытого пламени. При работе с фитилями руки должны быть сухими. Процесс окуривания проводить вдали от легковоспламеняющихся предметов.

Применение:

Дезинфекция:

1. Развести 10 г винной кислоты в 1 л воды, залить в бочку. Оставить на 4 – 5 дней до полного впитывания.
2. Пустую бочку продезинфицировать серным фитилем (1/2 фитиля на 100 л объема). Сразу же заполнить вином.

Подготовка бочки к использованию:

1. Хорошо промыть емкость: 1 кг соды на 10 л горячей воды. По возможности использовать щетку.
2. Промыть чистой водой.
3. Развести 10 г винной кислоты в 1 л воды, залить в бочку. Оставить на 2 – 3 дней до полного впитывания.
4. Пустые бочки дезинфицировать серным фитилем: 1/4 фитиля на 100 л объема.

Хранение пустой бочки:

Бочки не предназначены для хранения пустыми!

Нельзя оставлять в емкости отбросы или остатки вина.

После слива напитка, сразу же необходимо промывать чистой водой.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте.